



Joystick

Rullstolens funktioner slås på med på/av-knappen på joysticken. När joysticken är på visas batterikapaciteten överst på displayen. Ladda rullstolen när kapaciteten är i det röda fältet.

Längst ner på skärmen visas de tre typerna av körning i numerisk form:

- 1 är manöver
- 2 är inomhus
- 3 är utomhus.

Varje körtyp har fem hastighetssteg. Hastigheten i km/h (max. 6 km/h) syns ovanför de fem hastighetsstegen.

Profil växlar körtyp mellan 1-3.

Tryck på *Mode* för att växla mellan körning och justering av sits och rygg. Använd joystickens upp och ner för att styra tiltfunktionen. Genom att föra joysticken åt höger eller vänster, växlas tilt- och lutningsfunktionerna.

Använd alltid tilt- och lutningsfunktionerna försiktigt för att undvika ryck.

Vid lutning av rygg och säte till en instabil funktion begränsas körhastigheten.

Detta indikeras av en orange eller röd sköldpadda på displayen.

Bromsar

Bromsen är inbyggd i motorn. Det

vill säga när joysticken släpps stannar rullstolen.

Laddare

Cruise Power laddas via den medföljande laddaren. Anslut laddaren till strömuttag och till baksidan av joysticken. En full laddning tar upp till sex timmar. Under laddning fungerar inte rullstolens funktioner.

Ladda rullstolen vid mottagning.

OBS Rullstolen kan fortfarande manövreras trots det urladdade batteriet.

Daglig rengöring av rullstolen

Rullstolens ram, sits och armstöd rengörs med vatten och ett vanligt rengöringsmedel. Sätet och joysticken kan desinficeras med etanol 70-85 % eller en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

Avmontera alla elektriska komponenter innan du tvättar Cruise Power i tvättkabinett.

På joysticken fins:

- På- och av knapp
- Signalhorn
- Display som visar batterikapacitet, tidpunkt, hastighet, och körprofil
- Mode och Profile knapp
- Hastighetsknapp.



2022-04

QUICK GUIDE

Cobi Cruise Power bariatrisk komfortrollstol

Guide till förflyttning, elektriska funktioner och uppladdning.

Från säng till rullstol, aktiv användare

1. Fotstöden svängs ut till sidan.
2. Sitsvinkeln anpassas till användarens behov.
3. Användaren sätter sig i rullstolen.
4. Höftvinkeln justeras.
5. Fotstöden svängs tillbaka.

Från säng till rullstol, passiv användare

1. Fotstöden svängs ut till sidan.
2. Sitsvinkeln anpassas till användarens behov.
3. Höftvinkeln justeras på ryggstödet.
4. Tilta rullstolen något tillbaka.
5. Svinga armstödet tillbaka.

6. Lyft in användaren från sidan.
7. Sväng tillbaka fotstöden.

Ta rullstolen i bruk

Gör en bedömning om det finns behov av extra fyllning i ryggmodulerna när användaren sitter i rullstolen.

Ryggmodulerna finjusteras med hjälp av FitGo-systemet som är placerat på ryggplattorna.

Knappen aktiveras när den trycks in. Ska ryggstödet justeras dras knappen ut och vrids för att slacka eller spänna ryggstödet.

Andra justeringsmöjligheter

Körbygeln justeras med hjälp av ett klicksystem.

Benstöden kan ställas in i höjd och vinkel. Benstöden har också en swing away funktion.

Fotplattans vinkel, benstödens höjd och vinkel samt benplattans vinkel kan justeras utan verktyg.

