



BROSCHYR

## Tauron hopfällbar bariatrisk rullstol

Bariatrisk rullstol i tidlös design som bidrar till komfort och mobilitet för den bariatriske användaren. Rullstolen är känd för sina goda köregenskaper, att den är lätt att hantera och lätt att fälla ihop vid transport.



MAX ANVÄNDARVIKT UPP TILL 250 KG

- Tauron används på sjukhus, omsorgscenter och i privata hem.
- Används vid rehabilitering av den mobila användaren.
- Justerbart sittdjup och finns i fyra sitsbredder.
- Flera av modellerna kan passera igenom dörröppningar, vilket ger användaren både frihet och mobilitet.
- Armstöden kan justeras framåt och bakåt. De kan också höjas upp (tillval).
- Rullstolen är lätt att rengöra och går att desinficera.

Ingår i Cobi Rehabs bariatriserie.



# Tauron hopfällbar bariatrisk rullstol

Tauron rullstol kan användas både inom- och utomhus. Den är lätt att fälla samman och lätt att hantera i hopfälld form.

Cobi Rehabs senaste rullstol passar den bariatriska användarens behov under vistelse och transport i rullstolen:

- Inställbart ryggstöd (utan verktyg)
- Inställbara armstöd
- Längdjusterbara benstöd och vinkelställbara fotplattor
- Individuellt inställbara anti-tip hjul
- Möjlighet att montera på ett nackstöd (tillval)
- Justerbart sittedjup och fyra olika sittbredder
- Flera olika typer av tillbehör
- Tvättbar och descinficerbar



Rullstolen Taurons konstruktion är tillverkat i svartlackerad stål. Ram, rygg och sits är tillverkad i aluminium. Ryggpolstringen består av polyester.

---

Kontakta Cobi Rehab på [www.cobirehab.se](http://www.cobirehab.se) eller på 08-702 97 74 för beställning eller för information om våra andra produkter.

---

## Bred invändigt och smal utvändigt

Taurons olika modeller med sittbredd på 60-75 cm har en totalbredd på 79-94 cm och kan därför passera igenom de flesta dörröppningar av standardmått i privata hem

och på omsorgsboenden. Det ger en större grad av mobilitet och möjlighet till socialt liv för en användare, men också lättare för omsorgspersonal att transportera rullstolen mellan avdelningar. Max användarvikt 250 kg.



24 tums drivhjul gör Tauron Rullstol riktinstabil och lätt att manövrera för omsorgspersonal eller för den självständiga användaren.

Tauron Rullstol har en parkeringsbroms. Vårdarstyrd broms finns som tillval.

Rullstolen kan också bromsas med hjälp av drivringarna.

