



**COBI REHAB**

# Kamille Komfortrollstol

## Enastående sättenhet för behovsanpassad positionering

- Unikt kuddsystem för optimal tryckfördelning och positionering
- Asymmetrisk justering av ryggstöd och sits
- Exceptionellt inställningsbara armstöd
- Elektrisk ryggvinkling och sitstilt
- Swing away benstöd



**CRASH TESTED**  
ISO 7176-19



### **Sits**

Individuell anpassning av sitsen till personer med asymmetrisk kroppsställning.

### **Armstöd**

Armstöd som kan ställas in i höjd, djup, vinklas upp och ner samt abduceras och adduceras.

### **Rygg**

Möjlighet till asymmetrisk anpassning utefter personens behov, till exempel vid windswept eller scolios.

## **Stöttar och avlastar kontrakturer i armar och ben utan specialanpassning**

Kamille komfortrollstol ger ett exceptionellt stöd eftersom konstruktionen är så flexibel att den kan stötta och avlasta armar och ben utan specialanpassningar.

Möjligheten för en individuell anpassning ökar både aktivitetsnivå, funktionsnivå och livskvalitet.

Kamille komfortrollstol har som standard elektrisk ryggvinkling och sitstilt. Det ger steglösa och komfortabla justeringar av rullstolen även när det sitter en person i rullstolen.

Elektrisk sitstilt och ryggvinkling aktiveras med en joystick som kan både användas av användaren och vårdpersonal.

## **Omfamnande armar**

En mycket uppskattad funktion är de omfamnande armarna som finns både med och utan tyngd. Dessa kuddar monteras lätt på rullstolen och ger ett stabilt stöd för bålen och fram under armarna. De ger också en omslutande och lugnande känsla.

## **Kuddsystemet**

Kamille komfortrollstol är utrustad med ett komplett och unikt kuddsystem som säkrar en kroppsnära positionering och optimal tryckfördelning.

Kuddarna är noga utformade för att passa till den kroppsdel som de berör.

## **Designad i Danmark**

Kamille komfortrollstol är utvecklad av Cobi Rehab, fysio- och arbetsterapeuter och produktutvecklingsingenjörer i samarbete med nyckelpersoner från den offentliga sektorn. Kamille Komfortrollstol produceras i Europa.



## Specifikationer

Brukarvikt max.	140 kg
Klass A	Främst för inomhusbruk
Grundläggande UDI-DI	5740000100024N8
Förväntad livslängd	7 år
Krocktestad	Ja, enligt ISO 7176-19.
Sittdjup	400-560 mm
Ryggstödsvinkel	96° - 131°
Sitsvinkel	0° - 45°
Höjd ryggstöd	500-525 mm
Sittbredd	340-520 mm
Total bredd	640-830 mm
Max. vikt rullstol	47 kg
Max. Vikt av tyngsta komponent på rullstolen	4 kg
Max. lutning uppför backe	6°
Massiva drivhjul	Ø12½", PU
Chassi	Höghållfast stål/flygindustriell aluminium
Kuddfyllning (rygg, vad, fot)	Viskoelastiskt skum och EPS-kulor
Kuddfyllning (sits)	Viskoelastiskt skum, kallsaum och EPS-kulor
Tyg kuddar	PU-belagd polyamid
Körbygel justerbar	Ja
Armstöd justerbart	Ja
Nackstöd justerbart	Ja
Hopfällbar	Nej
Allmänna krav och testmetoder	ISO/EN 12182:2012, ISO/EN 12183:2014, ISO/EN 12184:2014



Svängradie	1100–1300 mm
Motstånd mot vatten	IPX6
Körbygel, fotstödsrör, fot- och vadplatta	Stål
Hjulgafflar	Aluminium
Batteri	Li-Ion 24V 2,6 Ah
Två aktuatorer	LINAK LA23
Kontrollbox	LINAK
Fjärrkontroll	LINAK HB30
Underhåll och rengöring	Kamille rullstolsöverdrag (tillval) kan tvättas i 60°C och torktumlas. Kuddarna kan torkas av med en trasa och mild tvålatten. Alla kuddar kan bytas ut när man byter till en ny användare. Kamille komfortrollstol är avsedd för inomhusbruk, men kan även användas utomhus. Om rullstolen blir blöt ska den torkas av med en torr trasa så fort som möjligt. Basen på sittkudden kan tvättas i >100°C