






Produktguide Tumlekudden

2022-08-30

Modell	Produktnamn	Kudde utan överdrag	Bomulls-överdrag	Hygien-överdrag	Kudde med bomulls-överdrag	Mått cm 	Beskrivning
	Halskrage Junior	0305-321-000	0305-321-020	0305-321-010	0305-321-120	Längd (A) 36 Bredd (B) 37	Halskragen för junior och vuxen ger gott stöd åt huvudet bakåt och åt sidan. Öppningen är smal och halsvidden snäv för att passa tätt runt halsen. Kan även användas som kudde för att stabilisera huvudet i ryggliggande eller som avlastning för öra.
	Halskrage Vuxen	0305-311-000	0305-311-020	0305-311-010	0305-311-120	Längd (A) 47 Bredd (B) 48	
	Tunn barnnackkudde	0305-901-000	0305-901-020	0305-901-010	0305-901-120	Längd (A) 41 Bredd (B) 32	Barnnackkuddar: Tunn barnnackkudde är lätt att forma kring hals och nacke. Kudden är tunn och så lång att ändarna räcker ner på bröstet. Tjock och Mellan barnnackkudde passar större barn och vuxna. Den ger gott stöd åt sidan och då den fyller ut tomrum mellan nacke och huvudstöd. Barnnackkuddarna kan också användas som stöd under armarna på små barn som sitter.
	Mellan barnnackkudde	0305-921-000	0305-921-020	0305-921-010	0305-921-120	Längd (A) 40 Bredd (B) 31	
	Tjock barnnackkudde	0305-911-000	0305-911-020	0305-911-010	0305-911-120	Längd (A) 55 Bredd (B) 38	
	Liten halvmåne	0305-301-000	0305-301-020	0305-301-010	0305-301-120	Längd (A) 46 Bredd (B) 22	Liten halvmåne fungerar mycket bra som ett stabilt bälstöd. Universell kudde som fyller ut där lite extra stöd behövs.
	Stor halvmåne	0305-801-000	0305-801-020	0305-801-010	0305-801-120	Längd (A) 74 Bredd (B) 44	Halvmånekudden används främst som stöd under arm och hand. Stor halvmåne är ett utmärkt alternativ till hemiplegiarmsstöd med ett stabilt bälstöd. Fungerar också bra som stöd bakom skuldror och nacke för en användare med kyfos. Tjock halvmåne kan ersätta ett rullstolsbord och ger ett flexibelt och stabilt stöd för bål och underarmar.
	Tjock halvmåne	0305-811-000	0305-811-020	0305-811-010	0305-811-120	Längd (A) 85 Bredd (B) 53	
	Liten banan	0305-111-000	0305-111-020	0305-111-010	0305-111-120	Längd (A) 104 Bredd (B) 68	Banankudden är en stor formbar kudde för stöd i liggande och sittande. Vid liggande på sidan ger banankudden stöd längs hela ryggen, runt stussen och ut mellan benen. Den kan även ge stöd framifrån mot bröst och mage i sidoliggande. Vid rygläge ger banankudden stöd och avlastning runt bäckenet eller under skuldror och huvud med stora möjligheter till individuell positionering.
	Stor banan	0305-101-000	0305-101-020	0305-101-010	0305-101-120	Längd (A) 116 Bredd (B) 78	
	V-kudde	0305-151-000	0305-151-020	0305-151-010	0305-151-120	Längd (A) 315 Bredd (B) 26	V-kudden är en lång rak kudde som kan formas utefter behov. Den långa kudden tillåter stor variation vid till exempel liggande på rygg då den kan formas runt hela kroppen.
	Smal fyrkant	0305-761-000	0305-761-020	0305-761-010	0305-761-120	Längd (A) 40 Bredd (B) 18	Fyrkantskudden är en allroundkudde. Lång fyrkant kan användas som stöd från axeln längs hela sidan ner till höften vid liggande. Alla fyrkantskuddar är lämpliga att stabilisera arm och/eller ben då kudden ger ett stabilt stöd genom att den formar sig efter kroppen och underlaget. Den lilla fyrkantskudden fungerar som ett extra stöd/polstring till ett befintligt armstöd. De mindre fyrkantskuddarna kan fylla ut tomrum mot ryggstöd eller säng vid scolios. Stor fyrkantskudde är ett bra underbensstöd i liggande som ger en jämn avlastning när man behöver böja i knäna vid liggande på rygg, eller mellan benen vid liggande på sidan. Fyrkantskuddarna fungerar också bra för att underlätta andning för en person genom att alternera hur kuddarna ligger längs ryggen när man ligger på rygg.
	Kort fyrkant	0305-731-000	0305-731-020	0305-731-010	0305-731-120	Längd (A) 35 Bredd (B) 22	
	Liten fyrkant	0305-701-000	0305-701-020	0305-701-010	0305-701-120	Längd (A) 60 Bredd (B) 30	
	Stor fyrkant	0305-711-000	0305-711-020	0305-711-010	0305-711-120	Längd (A) 70 Bredd (B) 40	
	Lång fyrkant	0305-721-000	0305-721-020	0305-721-010	0305-721-120	Längd (A) 105 Bredd (B) 36	

Produktguide Tumlekudden

2022-08-30

Modell	Produktnamn	Kudde utan överdrag	Bomulls-överdrag	Hygien-överdrag	Kudde med bomulls-överdrag	Mått cm 	Beskrivning
	T-kudde XS	0305-6041-000	0305-6041-020	0305-6041-010	0305-6041-120	Längd (A) 35 Bredd (B) 25	T-kudden kan användas som ab- och adduktionsstöd i sittande och i liggande. Det går väldigt bra att använda T-kudden på fotstödet på rullstolen för att avlasta och styra felställda fötter, eller som avlastning på utsida ben vid tryck från rullstol. Genom att tömma "foten" på kudden kan man använda den som ett ensidigt stöd för ben genom att föra in den tömda delen under vad eller knäveck. Detta förhindrar att ett ben faller åt sidan i rullstol eller i liggande. Personer som är väldigt spända med armarna över bröstet kan lättare slappna av genom att krama T-kudden.
	T-kudde S	0305-6031-000	0305-6031-020	0305-6031-010	0305-6031-120	Längd (A) 56 Bredd (B) 35	
	T-kudde M	0305-6021-000	0305-6021-020	0305-6021-010	0305-6021-120	Längd (A) 63 Bredd (B) 37	
	T-kudde L	0305-6011-000	0305-6011-020	0305-6011-010	0305-6011-120	Längd (A) 81 Bredd (B) 52	
	T-kudde XL	0305-6001-000	0305-6001-020	0305-6001-010	0305-6001-120	Längd (A) 93 Bredd (B) 51	
	Knubbkudde	0305-511-000	0305-511-020	0305-511-010	0305-511-120	Längd (A) 35 Bredd (B) 24	Knubbkudden är en kilformad universal-kudde med runda hörn. Används gärna för att bygga höjd eller mellan knäna.
	Kort sittkudde	0305-401-000	0305-401-020	0305-401-010	0305-401-120	Längd (A) 68 Bredd (B) 50	Sittkudden är en större kilformad kudde. Sittkudden kan användas för att träna balansen både för vuxna och barn. Den går även att använda som en formbar psoskudde. Sittkudden går bra att forma till en fätölj för de mindre barnen och för större barn blir det ett stabilt magläge där de kan råta ut ryggen samt underlätta andning.
	Lång sittkudde	0305-421-000	0305-421-020	0305-421-010	0305-421-120	Längd (A) 104 Bredd (B) 50	
	Sittsäck barn	0317-3201-000	0317-3201-020	0317-3201-010	0317-3201-120	Bredd (B) 50 Bredd (B) 48	Sittsacken kan användas till att placera en användare i sittande/halvsittande/ liggande position. Den är mycket formbar med förmågan att "låsa sig" i formen efter användaren. Det går därför att röra sig utan att formen förloras och användaren glider. Det är dock viktigt att sittsacken inte är för stor för användaren. Man kan med fördel använda andra Tumlekuddar för att ytterligare positionera efter användarens behov.
	Sittsäck junior	0317-4201-000	0317-4201-020	0317-4201-010	0317-4201-120	Längd (A) 89 Bredd (B) 51	
	Sittsäck vuxen	0317-5201-000	0317-5201-020	0317-5201-010	0317-5201-120	Längd (A) 110 Bredd (B) 55	
	Omfamnare XS	0305-6441-000	0305-6441-020	0305-6441-010	0305-6441-120	Längd (A) 73 Bredd (B) 73	Omfamnaren fungerar bra till personer som behöver en omfamnande "lugn-och ro känsla". Placeras under nacke, skuldror och armar och löper längs kroppens sidor för att till sist läggas upp över magen där den håller ihop med kardborreband. Den ger väldigt gott stöd i sidan både vid sittande i fätölj, rullstol och säng.
	Omfamnare S	0305-6421-000	0305-6421-020	0305-6421-010	0305-6421-120	Längd (A) 83 Bredd (B) 80	
	Omfamnare L	0305-6401-000	0305-6401-020	0305-6401-010	0305-6401-120	Längd (A) 85 Bredd (B) 98	
	Trekantskudde S	0305-221-000	0305-221-020	0305-221-010	0305-221-120	Längd (A) 39 Bredd (B) 12	Trekantskudden är en förhållandevis fast kudde. Den används för att stabilisera i sidorna eller i knävecken. Den kan användas bakom ryggen i sidoliggande. Man kan även använda den som ett stöd för droppföt i liggande.
	Trekantskudde M/S	0305-231-000	0305-231-020	0305-231-010	0305-231-120	Längd (A) 54 Bredd (B) 16	
	Trekantskudde M	0305-211-000	0305-211-020	0305-211-010	0305-211-120	Längd (A) 65 Bredd (B) 20	
	Trekantskudde L	0305-201-000	0305-201-020	0305-201-010	0305-201-120	Längd (A) 91 Bredd (B) 24	

För fler mått se "Kompletterande mått Tumlekudden" på vår hemsida.