



**COBI REHAB®**  
The Positioning Company

## PRODUKTARK

# Bariatrisk Dusch- och toalettstol med hjul

Stark och bred dusch- och toalettstol med frigång under ryggstödet. Justerbara fotstöd, så användare med mycket vävnad på låren kan sitta komfortabelt.

Dusch- och toalettstol med hjul kan användas på sjukhus, vårdboenden och privata hem. Brukarvikt upp till 325 kg.



- Tillbehör Butterfly armstöd ger extra bredd mellan armstöd.
- Finns i två storlekar, 61 cm och 71 cm.
- Amputations benstöd finns som tillbehör
- Ger en bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonal och en behagligare och säker upplevelse för användare.
- Extra långa armstöd



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182

## Bariatrisk Dusch- och toalettstol med hjul

Dusch- och toalettstol med hjul är designat till den bariatrisk användaren i förbindelse med förflyttning till och från badrummet, i duschen och vid toalettbesök.

Dusch- och toalettstol med hjul konstruerad för att användas inomhus på till exempel sjukhus, vårdboenden och privata hem.

Dusch- och toalettstol med hjul kan användas av användare med vikt upp till 325 kg med nedsatt rörlighet.

### Konstruktion

Dusch- och toalettstol med hjul finns i två sittbredder, 61 cm och 71 cm. Stolen har en 5 cm hög PU skumsits och 7 cm öppning mellan sits och armstöd.

Fotstöden är designade att klara 100 kg var och kan ställas in i både höjd och bredd. Detta gör att personer med mycket vävnad på insidan av låren kan sitta komfortabelt i stolen.

Under ryggstödet är det en frigång ner till sitsen på 32 cm. Det gör att personer med mycket vävnad baktill på stussen ändå kan få stöd för ryggen och möjliggör för omvårdnadspersonal har bättre utrymme för att nå och placera personer som förflyttas med lyft.

### Rengöring och underhåll

Chassi, sits och armstöd på dusch- och toalettstol med hjul kan rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel. Stolen kan också tvättas i tvättkabinett.

#### Desinfektion

Sitsen kan tas bort och desinficeras med ethanol 70-85% eller en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10000 ppm.

Dusch- och toalettstol med hjul kan användas i miljöer med temperatur från -10° - 40°C och i en luftfuktighet mellan 20-80%.

 Dusch- och toalettstol med hjul är inte konstruerad för att köras över hinder som till exempel trösklar.

Dusch- och toalettstol med hjul ska endast köras på plant, hårt underlag för att undgå tipprisk.

Kontakta oss på [info@cobirehab.se](mailto:info@cobirehab.se) för råd och vägledning innan beställning.

### Funktionella armstöd

Bariatrisk personer har ofta svårt att nå armstöd när de ska i och ur stolen.

Därför är dusch- och toalettstolen utrustad med extra långa armstöd på 64 cm, vilket ger 7 cm framför sittytan.

Detta gör att användaren lättare kan nå armstöden vilket gör i- och urstigning lättare för både användaren och omvårdnadspersonal. Armstöden går att svänga bort och helt tas av.

Vid behov av extra bredd kan man använda butterfly armstöd, vilket ger extra bredd med totalt 14 cm mellan armstöden.

 Desinficera alltid Dusch- och toalettstol med hjul innan den övergår till en ny användare för att undgå korskontaminering.

Bultar och låsvred ska med jämna mellanrum ses över och dras åt.

# Specifikationer

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Max. brukarvikt                                                                     | 325 kg                            |
| Riskklass                                                                           | I                                 |
| Grundläggande UDI DI                                                                | 5740000100004N2                   |
| Förväntad livslängd                                                                 | 7 år                              |
| Total längd                                                                         | 1170 mm                           |
| Totalbredd med standard armstöd (utan fotstöd)                                      | 690/790 mm                        |
| Totalbredd med butterfly armstöd (utan fotstöd)                                     | 870/970 mm                        |
| Sittbredd                                                                           | 610/710 mm                        |
| Bredd mellan armstöd med butterfly armstöd                                          | 750/850 mm                        |
| Sittdjup                                                                            | 560 mm                            |
| Sitthöjd                                                                            | 550 mm                            |
| Armstödsbredd                                                                       | 60 mm                             |
| Bredd toalettöppning                                                                | Ø 240 mm, 350 mm lang             |
| Avstånd från golv till undersidan av sits                                           | 445 mm                            |
| Avstånd från golv till körbygel                                                     | 1000 mm                           |
| Avstånd från sits till ryggens översta kant                                         | 450 mm                            |
| Avstånd från sits till fotstöd                                                      | 400/420/440/460/480 mm            |
| Totalvikt                                                                           | 27 kg                             |
| Svängbara armstöd                                                                   | Ja                                |
| Benstöd svängbara och höjdinställbara                                               | Ja                                |
| Fotstöd                                                                             | PU skum                           |
| Låsbara hjul                                                                        | Ja                                |
| Vändradie                                                                           | 1580 mm                           |
| Ram                                                                                 | Pulverlackerad krom molybden stål |
| Hjul                                                                                | Ø125 mm, feste                    |
| Sits/rygg/armstöd                                                                   | Polyuretan                        |
| IP-klassifikation                                                                   | IPX4                              |
| ISO-klassifikation                                                                  | 09 12 03 21                       |
| Riskvärdering                                                                       | EN/ISO 14971: 2012                |
| Generella krav och testmetoder                                                      | EN 12182                          |
| Ytan på produkten kan stiga eller falla om den utsätts för extern kyla eller värme. |                                   |

# Artikelnummer, tillbehör och reservedelar

| Modell, tillbehör och reservedelar                                                                       | Varenummer    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bariatrisk Dusch- och toalettstol med hjul med standard armstöd, standard fotstöd och bäckenhink, 61 cm  | 0150-061-000  |
| Bariatrisk Dusch- och toalettstol med hjul med standard armstöd, standard fotstöd och bäckenhink, 71 cm  | 0150-071-000  |
| Bariatrisk Dusch- och toalettstol med hjul med butterfly armstöd, standard fotstöd och bäckenhink, 61 cm | 0151-061-000  |
| Bariatrisk Dusch- och toalettstol med hjul med butterfly armstöd, standard fotstöd och bäckenhink, 71 cm | 0151-071-000  |
| Butterfly armstöd Höger (ger 7 cm extra bredd mellan armstöd)                                            | 0150-999-012R |
| Butterfly armstöd Vänster (ger 7 cm extra bredd mellan armstöd)                                          | 0150-999-012L |
| Sits hel med lock för toalettöppning, 61 cm                                                              | 0150-999-022  |
| Sits hel med lock för toalettöppning, 71 cm                                                              | 0150-999-023  |
| Bäckenhink med plastlock                                                                                 | 0140-999-001  |
| Benstöd Standard Dusch- och toalettstol höger                                                            | 0150-999-008  |
| Benstöd Standard Dusch- och toalettstol vänster                                                          | 0150-999-009  |
| Benstöd Amputation Dusch- och toalettstol höger                                                          | 0156-999-030  |
| Benstöd Amputation Dusch- och toalettstol vänster                                                        | 0156-999-031  |

