



COBI REHAB®
The Positioning Company

Produktguide Tumble Flytkuddar

(Uppdaterad 2025-11)

Modell	Produktnamn	Mått 	Artikelnummer	Beskrivning och förslag på användning
	Halsflytkrage XS	Längd (A): 26 Bredd (B): 50	3002-9421-000	Halsflytkragen är formad som en ring som kan slutas tätt runt halsen. Den används för användare som flyter på rygg. Under bakhuvudet är en fyrkantig platta formad som ger extra flytkraft och stöd för att motverka att huvudet pressas under vattenytan. Från hakan ned över bröstkorgen löper två parallella flytkuddar. Ett nedre band löper bakom ryggen från sida till sida på kudden som lyfter bröstkorgen i vattenytan. Halsflytkragen finns i fyra storlekar. Halsflytkragen är ingen flytväst / räddningsväst.
	Halsflytkrage S	Längd (A): 30 Bredd (B): 55	3002-9415-000	
	Halsflytkrage M	Längd (A): 37 Bredd (B): 60	3002-9411-000	
	Halsflytkrage L	Längd (A): 42 Bredd (B): 65	3002-9401-000	
	Kort Halsflytkrage XS	Längd (A): 26 Bredd (B): 40	3002-9521-000	Samma som halsflytkragen ovan men utan den stora plattan bakom bakhuvudet. Nacken kan därför föras längre bakåt och halsen sträckas ut, vilket för vissa användare underlättar andningen. Stabiliteten i sidled är lika som för halsflytkragen ovan men huvudet flyter mer horisontellt. Kort Halsflytkrage är ingen flytväst / räddningsväst.
	Kort Halsflytkrage S	Längd (A): 30 Bredd (B): 45	3002-9515-000	
	Kort Halsflytkrage M	Längd (A): 37 Bredd (B): 50	3002-9504-000	
	Kort Halsflytkrage L	Längd (A): 42 Bredd (B): 55	3002-9501-000	
	Liten Halvmåne	Längd (A): 46 Bredd (B): 22	3002-9601-000	Nackflytkudden är formad för att ligga stadigt i nacken vid ryggsim men passar också bra där extra flytkraft saknas, till exempel under svanken i ryggsläge, under magen i bröstsläge, under en överarm, ben eller fot. Nackflytkudden finns i en storlek.
	Nackflytkrage	Längd (A): 54 Bredd (B): 38	3002-9911-000	Nackflytkudden är formad för att ligga stadigt i nacken vid ryggsim. Kudden passar dock bra överallt där extra flytkraft saknas, till exempel under svanken i ryggsläge, under magen i bröstsläge, under en överarm, under ett ben eller en fot. Nackflytkudden finns i en storlek.
	Bananflytkudde S	Längd (A): 85 Bredd (B): 53	3002-9811-000	Bananformade flytkuddar har mycket stor flytkraft. De två större kuddarna kan med svårighet sänkas under vattenytan med två vuxna personers belastning. Kuddarna placeras som stöd runt användaren vid olika positioner i bassängen. Vid ryggsim placeras kudden under huvud, skuldror och armar. Underarmarna tillåts falla utanför kudden som på så sätt hålls på plats. Vid magsim ligger användaren med huvud och skuldror vilande på kudden. Armarna placeras framåt över kudden och kuddens båda "ben" följer kroppen mot midjan. Vid stå- eller gåövning placeras kudden under användarens armbålar som en bading. Tippas huvudet framåt tar kudden emot och munnen hålls utan svårighet ovanför vattenytan.
	Bananflytkudde M	Längd (A): 104 Bredd (B): 67	3002-9111-000	
	Bananflytkudde L	Längd (A): 116 Bredd (B): 78	3002-9101-000	
	T-flytkudde S	Längd (A): 60 Bredd (B): 38	3002-9027-000	
	T-flytkudde L	Längd (A): 81 Bredd (B): 52	3002-9017-000	T-formade flytkuddar används som flythjälp i knävecken där kudden håller samman benen men sårar knäna vid spasticitet. T-kudden passar också bra som stöd under smalben och höfter. Placeras T-kudden under hakan och övre delen av bröstkorgen vid magsläge, kan huvudet vila över vattenytan. Kudden räcker ut till armbålen och ger stöd under överarmarna som kan riktas framåt.
	Blomsterflytkudde Liten	Längd (A): 60	3002-9600-000	Blomsterflytkudden har samma funktion som en bading. Man kan flyta avslappnat eller vara aktiv i både rygg och magposition. Blomsterflytkuddens utformning gör det lättare för personen att hålla armarna tätt intill kroppen, och passar därför mycket bra för bland annat användare som har nedsatt rörelse i axlar och överarmar som kan riktas framåt.
	Blomsterflytkudde Stor	Längd (A): 80	3002-9610-000	
	Supportflytkudde Liten	Längd (A): 63 Bredd (B): 26	3002-9620-000	Användaren placeras mellan kuddarna i sittande, stående eller liggande efter behov och funktionsmöjlighet. Kudden medger aktivitet i rygg- eller magliggande position. Används också för stabilitet i flytande, balansträning och för att nå önskad position i vattnet.
	Supportflytkudde Stor	Längd (A): 91 Bredd (B): 29	3002-9630-000	
	Tvättpåse S	Längd (A): 52 Bredd (B): 38	3002-9802-000	Tvättas i tvättpåse vid maximalt 60° C med vanligt förekommande tvättmedel för hushållet. Sköljmedel får inte användas. Efter tvätt rekommenderas torktumling vid låg värme under längre tid, alternativt torkskåp vid maximalt 60° C. Kuddar med torrvikt över 1 kg rekommenderas inte tvätt i vanlig hushållstvättmaskin då kuddarnas höga vikt vattenfylld kan skada maskinen under inledande centrifugering. WARNING! Temperatur över 71° C skadar kuddens fyllning.
	Tvättpåse M	Längd (A): 66 Bredd (B): 52	3002-9803-000	
	Tvättpåse L	Längd (A): 74 Bredd (B): 72	3002-9804-000	