



COBI REHAB
The Positioning Company

Tumle Dentalkuddar

	Benämning	Kudde	Kudde med hygien-överdrag	Kudde med ekoöverdrag	Hygien-överdrag	Eko-överdrag	Användning
	Nackpuff	0319-7001-000			0319-7001-010		Nackkudden placeras i nacken vid sittande i behandlingsstol.
	Ostbåge	0319-7101-000			0319-7101-010		Placeras i nacken för den som behöver mer stöd i nacke och huvud.
	Huvudstöd asymmetrisk	0319-7201-000			0319-7201-010		Huvudkudden asymmetrisk placeras under huvudet sittande i behandlingsstol.
	Huvudstöd symmetrisk	0319-7211-000			0319-7211-010		Huvudkudden symmetrisk placeras under huvudet sittande i behandlingsstol.
	Halvmåne	0319-7301-000			0319-7301-010		Halvmånen läggs som ett stöd i nacken med framdragna snibbar vid öronen.
	Omgärdare vuxen	0319-7401-000			0319-7401-010		Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, skuldrorna och överarmar och löper sedan längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, där den hålls ihop med kardborreband. Underarmar och händer placeras bekvämt ovanpå kudden.
	Omgärdare barn	0319-7421-000			0319-7421-010		Omgärdaren för barn placeras under nacken, skuldrorna och överarmar och löper sedan längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, där den hålls ihop med kardborreband. Underarmar och händer placeras bekvämt ovanpå kudden.
	Fyrkantskudde	0319-7501-000	0319-7501-110	0319-7501-115	0319-7501-010	0319-7501-015	Fyrkantskudden placeras under benen för att ge avlastning, underlättar för personer som har svårt att rätta ut benen eller är känsliga för tryck.
	Benavslappare vuxen	0319-7601-000	0319-7601-110	0319-7601-115	0319-7601-010	0319-7601-015	Benavslapparen för vuxna är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Följer personens individuella kroppsställning och avlastar så att det är lättare att slappna av. Kan kombineras med Underbenskudde.
	Benavslappare barn	0319-7621-000	0319-7621-110	0319-7621-115	0319-7621-010	0319-7621-015	Benavslapparen för barn är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Följer personens individuella kroppsställning och avlastar så att det är lättare att slappna av.
	Fästband till benavslappare vuxen & barn	0319-7606-000					Fästbandet läggs runt behandlingsstolen och fästs i benavslapparen.
	Underbenskudde vuxen	0319-7701-000	0319-7701-110	0319-7701-115	0319-7701-010	0319-7701-015	Underbenskudden kan kombineras med Benavslappare för vuxna. Den ger en ökad möjlighet till individuell support.
	Sittkudde barn	0319-7821-000	0319-7821-110	0319-7821-115	0319-7821-010	0319-7821-015	Sittkudden för barn är en kombination av sittkudde och en tunn ryggdyna. Barnet förflyttas framåt och uppåt i sitsen. Sittkudden balanserar bäcken och fördelar trycket från kroppen lika över hela sittytan. Ryggdynan följer barnets rygg och fyller ut en eventuell snedställning eller annan asymmetri och hela ryggen får jämt fördelat stöd.

Produktinformation

Fyllning: polystyrenkulor

Ytterhölje: polyuretanbelagd polyester

Hygienöverdrag: polyuretanbelagd polyester. Hygienöverdrag kan beställas till samtliga modeller.

EKO överdrag: stickad jersey i cellulosafiber med mjuk sammetslik utsida medan insidan är polyuretanbelagd.

Rengöring: Kudden torkas av för hand med vanligt rengöringsmedel. Därefter avtorkning med sprit.

Hygienöverdrag tvättas i maskin i upptill 95 grader. Använd ej sköljmedel.

Ekoöverdrag tvättas i maskin i 60 grader. Använd ej sköljmedel.